

## Solución Estándar 50% Brix

HI 4020-11



## Descripción

Utilice nuestra solución de Brix preparada al 50% para garantizar la calibración adecuada de los refractómetros para análisis de azúcar. Este estándar de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para proporcionar trazabilidad

- Suministrada con certificado de análisis
- Valor estándar de 50% Brix
- Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

## Especificaciones

No Especifica

## Accesorios

Viene con un Certificado de Análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para proporcionar trazabilidad

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

**Nota:** Es posible que las soluciones superiores al 65% deban ser agitadas vigorosamente o agitadas y calentadas en un baño de agua hasta aproximadamente 40°C (104°F). Retirar la solución cuando la sacarosa se haya disuelto y dejar que se enfríe antes de usarla.

## Video

No Especifica