



## Conjunto de Bureta para HI903, 5 mL

HI 900505

## Descripción

El HI 900505 es un conjunto de bureta de 5 ml para el Sistema de Titulación Karl Fischer HI903. El conjunto incluye la jeringa de 5 mL, el tubo de aspiración y el tubo dispensador que se completan con el tubo de protección azul, uniones y bloqueo de tubo.

- Escudo Giratorio a Prueba de Luz
- Fácil de Instalar
- Materiales Químicamente Resistentes

## Especificaciones

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Referencia</b>          | HI 900505  |
| <b>Nombre del Producto</b> | Conjunto de Bureta para HI 903, 5 mL - HI 900505 |

**Requisitos de Sistema/Compatibilidad**

Para usar con el Sistema de Titulación Karl Fischer HI903

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

Conjunto de Bureta para **HI 903**, 5 mL - HI 900505

## Ventajas

El HI 900505 es un conjunto de bureta de 5 mL para el Sistema de Titulación Karl Fischer HI 903.

Para los reactivos sensibles de Karl Fischer, la bureta del HI900505 cuenta con un escudo a prueba de luz que se puede girar en frente del vidrio expuesto. Este escudo ayuda a prevenir la degradación del titulante o reactivo que se utiliza, asegurando que las titulaciones permanezcan siempre precisas.

Una vez que la bureta HI 900505 está conectada a la bomba de dosificación, el titulante reconoce automáticamente el volumen de la bureta. Cada bureta está hecha de material químicamente resistente, asegurando a los usuarios muchos años de operación sin problemas.

El HI 900505 también viene con un tubo de aspiración y dispensación. El tubo de aspiración es un accesorio que garantiza que el titulante o el reactivo se toma de forma segura en la bureta. El tubo dispensador presenta un adaptador en un extremo y una punta dispensadora en el extremo opuesto para garantizar que el titulador o el reactivo se dosifique con precisión en el vaso de muestra. Un tubo de protección azul duradero cubre el tubo transparente para evitar dobleces y proteger las soluciones sensibles a la luz de la degradación. Los tubos de aspiración y dispensación también vienen con una unión y un tubo de bloqueo y pueden substituir fácilmente cualquiera de las jeringas de bureta de Hanna.

## Video

No Especifica