

Electrodo de ORP, DIN

HI 3619D



Descripción

Electrodo de ORP para uso general laboratorio, desinfección.

Recomendado para usar con medidores pH HI 98140, HI 98150, HI 98230 y HI 98240.

Especificaciones

Referencia	Individual, Ag/AgCl
Unión / Flujo Velocidad	cerámica, Individual / 15-20 $\mu\text{L/h}$
Electrolito	KCl 3.5M + AgCl
Presión Máxima	0.1 bar
Rango	ORP: ± 2000 mV
Temperatura recomendada de operación	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	perno de platino
Sensor de temperatura	no

Amplificador	si
Material del cuerpo	vidrio
Cable	7-pole; 1 m (3.3')
Conexión	DIN*

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica