

Solución de limpieza de electrodo para aceites y grasas, botella de 500 mL

HI 7077L



Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

HANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

Especificaciones

| | |
|------------|-------------------|
| Aplicación | aceites y grasas |
| Paquete | botella de 500 mL |

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica