

**Solución de limpieza de
electrodo para propósitos
generales, botella FDA de
500 mL**

HI 8061L



Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

ANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

Especificaciones

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Aplicación | propósitos generales |
| Paquete | botella FDA de 500 mL |

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica