

## Solución oxidizante de pretratamiento, botella 230 mL

HI 7092M



## Descripción

Las soluciones estándar ORP le permiten a los usuarios evaluar la precisión de los electrodos ORP . Por ejemplo, sumergiendo el electrodo en solución HI 7020, las lecturas deben caer dentro del rango de 200 a 275 mV (@20°C/ 68°F).

Si la lectura está por fuera del intervalo indicado, limpie y acondicione su electrodo ORP en solución de pre-tratamiento HANNA.

## Especificaciones

<b>Descripción</b>	solución oxidizante de pretratamiento
<b>Tamaño</b>	230 mL
<b>Certificado de análisis</b>	-

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica