

## TISAB II para ISE's de fluoruro

HI 4010-00



### Descripción

TISAB II para ISE's de fluoruro botella 500 mL

Los ajustadores de fuerza iónicos (ISA en inglés) de HANNA están formulados para proporcionar una fuerza constante iónica en las muestras al igual que en los parámetros, así se permite la concentración, más que en las actividades de medida que se debe hacer. En algunos casos los ISA ajustan el pH y eliminan los efectos de matriz.

### Especificaciones

No Especifica

### Accesorios

No Especifica

### Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica