

## Solución de Calibración pH 10.01, botella 230 mL

HI 7010M



### Descripción

La solución pH 10.01 con frecuencia es la más usada para calibrar el equipo y analizar las muestras básicas con pH 10.01. La solución reguladora está disponible en varias presentaciones; escoja una que mejor se adapte a sus necesidades.

### Especificaciones

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Valor pH @25°C          | 10.01      |
| Tamaño                  | 230 mL     |
| Paquete                 | botella    |
| Botella FDA             | -          |
| Certificado de análisis | a petición |

### Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica