

## Solución de Calibración de Conductividad 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , botella 500 mL

HI 8031L



### Descripción

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.

### Especificaciones

Valor EC @25°C	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Tamaño	500 mL
Empaque	1 botella
Botella FDA	Si
Certificado	Si

### Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica